

Zewnętrzna aplikacja internetowa

Instrukcja Użytkownika

Publikacja wyników dla pacjenta indywidualnego



ZASADY PRACY


Internetowa platforma publikacji wyników **eLaborat** służy do udostępniania wyników badań laboratoryjnych. Dostęp do aplikacji uzyskują pacjenci, którym laboratorium dało uprawnienia do korzystania z tej usługi. Adres internetowy serwisu otrzymuje się z laboratorium podczas rejestracji zlecenia.


W przypadku wystąpienia problemów związanych z korzystaniem z internetowej platformy publikacji, należy skontaktować się z Laboratorium.

LOGOWANIE PACJENTA DO SERWISU


Należy otworzyć stronę w przeglądarce internetowej pod adresem otrzymanym od laboratorium. W wyświetlonej stronie należy wybrać w zależności od sytuacji:

1. Jeśli logujemy się pierwszy raz a w trakcie rejestracji zlecenia podaliśmy komplet danych osobowych (PESEL, adres e:mail) należy wybrać przycisk **<Nowe hasło>**, następnie postępować zgodnie z instrukcjami podanymi na ekranie. Konieczne będzie wprowadzenie nr PESEL oraz adresu e:mail zgodnego z danymi podanymi podczas rejestracji.
2. Jeśli logujemy się pierwszy raz a w trakcie rejestracji zlecenia podaliśmy numer PESEL lub tylko datę urodzenia oraz otrzymaliśmy numer kodu kreskowego zlecenia należy wybrać przycisk **<Logowanie kodem kreskowym>**, następnie postępować zgodnie z instrukcjami podanymi na ekranie. Konieczne będzie wprowadzenie nr PESEL lub daty urodzenia oraz numeru kodu kreskowego.
3. Jeśli hasło zostało już wcześniej pobrane i jest znane należy wybrać przycisk **<Logowanie>**.



Jeśli wybraliśmy opcję  nowe hasło jest automatycznie na adres e-mail podany do laboratorium. W przypadku niezgodności danych (błędnie podany PESEL lub adres e-mail) pobranie hasła ani zalogowanie nie jest możliwe.

W celu uzgodnienia danych, jeśli wprowadzone teksty wydają się prawidłowe, a mimo to nie są zgodne z zarejestrowanymi w systemie, wymagany jest kontakt z laboratorium.



Jeśli wybraliśmy opcję **2** użytkownik bezpośrednio uzyskuje dostęp do wyników ze zlecenia zgodnego z podanym numerem kodu kreskowego. W przypadku niezgodności/niejednoznaczności danych (błędnie podany PESEL, data urodzenia, lub numer kodu) zalogowanie nie jest możliwe. Wyświetlany jest komunikat:

The screenshot shows a green navigation bar with a home icon and the text "Strona główna". Below it is an information icon (i) with the text: "Aby obejrzeć swoje wyniki należy, celem weryfikacji uprawnień, podać kod kreskowy otrzymany w punkcie pobrania oraz Twój numer PESEL, a następnie kliknąć *Zaloguj*." Below this is a grey bar with the text "Logowanie do systemu". At the bottom is a red error bar with the text: "Wprowadzone dane są niejednoznaczne. W celu odebrania wyników skontaktuj się z Laboratorium".

W celu uzgodnienia danych, jeśli wprowadzone teksty wydają się prawidłowe, a mimo to nie są zgodne z zarejestrowanymi w systemie, wymagany jest kontakt z laboratorium.

Pierwsze zalogowanie do platformy eLaborat jest możliwe od momentu przyjęcia do laboratorium materiału diagnostycznego pacjenta.

Uwaga:

Jeśli korzystamy z opcji **1** Otrzymane hasło jest ważne przez 30 dni, ale w każdej chwili można pobrać nowe, również przed upływem tego okresu.

PRZEGLĄDANIE WYNIKÓW

Po poprawnym zalogowaniu na ekranie wyświetla się okno z listą dat, w których wykonywano dla Pacjenta badania lub, w przypadku logowania uproszczonego za pomocą kodu kreskowego, zlecenie oznaczone podanym kodem.

The screenshot shows the eLaborat interface. At the top left is the logo "eLaborat" and at the top right is the text "INTERNETOWA PLATFORMA PUBLIKACJI WYNIKÓW". Below this is a grey bar with contact information: "Przykładowe Laboratorium Analityczne", "ul. Koziołka Matołka 13", "00-950 Pacanów", "42 123 45 67", "laboratorium@pacanow.pl", "www.lab.pacanow.pl", and "pon-pt: 7⁰⁰-19⁰⁰ sob: 7³⁰-13³⁰". Below this is a green bar with the user's email "wojtasmik@interia.pl", PESEL "80050112634", and a "Wyloguj" button. Below this is an information icon (i) with the text: "Poniżej przedstawiona jest lista zleceń na wykonanie badań zrealizowanych w naszej sieci laboratoriów pasujących do wprowadzonego kodu kreskowego. Klikając na wybrany element listy można obejrzeć szczegółowe wyniki. Jeśli wynik jest podpisany elektronicznie, to można go pobrać i wydrukować." Below this is a reminder: "Pamiętaj aby po obejrzeniu wyników kliknąć *Wyloguj* aby uniemożliwić przeglądanie wyników osobom postronnym." Below this is a grey bar with the text "Twoje wyniki badań". Below this is a white bar with patient information: "Pacjent", "Pacjent Testowy, ur. 01-05-1980", "Zleceniodawca", "NZOZ ABC". To the right of this bar are two green buttons: "Pobierz" and "Wyniki". To the left of the patient information is a grey box with the date "LIP 26 2018".

Aby obejrzeć wyniki badań należy kliknąć myszką w odpowiednie do właściwego dnia pole <Wyniki> lub <Pobierz>.

LIP
26
 2018

Pacjent
Pacjent Testowy, ur. 01-05-1980
 Zleceniodawca
NZOZ ABC

Pobierz

Powrót

Wyniki badań

Material
Surowica
Data i godzina pobrania

Badania i parametry	Wyniki	Wartości referencyjne
Sód	↑ 180 mmol/L	136 – 145
Potas	↓ 2,0 mmol/L	3,0 – 5,0
Aminotransferaza asparaginowa	19 U/L	5,0 – 34,0
Aminotransferaza alaninowa	34 U/L	
Magnez	2,0 mg/dl	1,6 – 2,6

Załączone dokumenty

Dokument podpisany elektronicznie

26-07-2018 12:53

Pokaż dokument

Uwaga:

Wyniki prezentowane są w formie tabelarycznej na ekranie.

Jedynie w przypadku wyników opatrzonych w laboratorium podpisem elektronicznym lub np. wskanowanych obrazów, na dole strony znajduje się link za pomocą którego załączone dokumenty można obejrzeć, lub wydrukować w postaci gotowej do zaprezentowania lekarzowi.

W zależności od procedur stosowanych w laboratorium część wyników może być dostępna jedynie w postaci dokumentów, część tylko w formie wyświetlonej tabeli.

Kliknięcie ikony **<Dokument podpisany elektronicznie>** spowoduje pobranie i otwarcie dokumentu w oknie przeglądarki PDF, pozwalając na jego wydrukowanie lub zachowanie w swoim komputerze. Jeśli w komputerze nie ma przeglądarki PDF, na głównej stronie serwisu eLaborat znajduje się ikona pozwalająca na jej pobranie i instalację.

Kliknięcie na ikonę **<Powrót>** powraca do wyświetlania listy zleceń z poszczególnych dni.

WYLOGOWYWANIE

Po zakończeniu pracy należy wylogować się, aby uniemożliwić przeglądanie wyników nieupoważnionym osobom, klikając polecenie **<Wyloguj>** umieszczone na pasku w górnej części rysunku.

Po 15 minutach bezczynności użytkownik zostanie automatycznie wylogowany, dalsze przeglądanie wyników wymagać będzie powtórnego zalogowania.